

コラントツテ NSマグネバンの貼り方

ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは保存し、わからない時に再読してください。

1 コリのポイントを見つける。


こっているな、と思うところを指で軽く押さえてください。少し痛い、気持ちがいいと感じるところがコリのポイントです。



2 台紙からNSマグネバンをはずす。



台紙面をおもて面に持ち、粘着面を触らないように台紙片側を外してください。



ご希望の箇所に貼り付けた後、台紙をはがして完全に貼り付けてください。

3 コリのポイントに貼る。

コリのポイントに貼ります。コリ具合によって並べて貼る等枚数を増やして使用ください。



4 保管方法・使用後

直射日光、高温多湿を避けて保管してください。使用後は、すぐに捨ててください。(お住いの市町村廃棄方法に従ってください。)

⚠ 警告 誤飲を防ぐために

使用後はすぐに捨てる。
(小児および監督を必要とする方が手にとると誤って磁石を絆創膏からはずして飲み込むおそれがあります。)
万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
(磁石が体内で滞留すると、開腹手術が必要になるおそれがあります。)
小児および監督を必要とする方の手が届かないところで保管してください。



⚠ 注意


1. 肌に異常がある場合は使用しない。
(症状が悪化するおそれがあります。)
2. 目の周囲や粘膜に貼らない。
3. 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し気になる場合は、医師に相談する。
4. かゆみや痛みを感じた場合は、すぐにはがす。
(位置を少しずらして新しいものと貼り替えてください。)
5. 同じ箇所に続けて貼らない。
(過去にかぶれた経験のある方は特に注意して、ご使用ください。)
※万が一かぶれた場合は、すぐに医師にご相談ください。

おねがい


- ※ 貼りなおすと粘着力が低下します。
- ※ 絆創膏が薄いので、取り扱いには注意してください。
- 1. 一度貼ったらはがさず絆創膏を軽く押さえてください。
- 2. 皮膚をよく拭いてから貼ってください。
- 3. 絆創膏がシワにならないように注意してしっかり貼ってください。
- 4. スポーツ後や入浴後は汗(水)が引いてから貼ってください。
- 5. 入浴中は貼っている部位をこすらないでください。
- 6. 絆創膏が重ならないように貼ってください。
- 7. シリコンカバーを外して使用しないでください。

より効果的にご使用いただくために
こんな時にマグネバン! おすすめ使用方法
コリのポイントを意識しながら貼りましょう。


1. 肩コリが気になる時




2. 首コリが気になる時



3. 腰のコリ・ハリが気になる時



4. 立ち仕事をする時



複数貼り

1つのコリの部位に対して、2枚以上貼るとさらに効果が期待できます。自分に合った使用方法で、コリの緩和をご体感ください。 ※ 体感には個人差があります。