


ひざサポーターのご使用方法

❖のマークのある方が前面です。サポーターの前面のメッシュ部分がひざの皿(膝蓋骨)部分にくるように装着してください。ひざ位置が正しい着用位置にきていることを確認して、無理のないように引き上げます。サポーターは左右どちらにもご使用いただけます。



※着用される際につめを立てて引張りすぎると、破れる恐れがありますのでご注意ください。

< 使用上の注意 >

- 着用中、着用後に発疹、かゆみ、かぶれ等の症状が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ズレやゆるみ、過度の圧迫などがないように装着してください。
- 製品の特性上、部分的に強い力が加わったり、爪などで引っ掛けると、ひきつれたり破れたりする恐れがありますのでご注意ください。
- 破損した場合は、速やかに使用を中止してください。
- 装着部に傷、腫れ、発疹などがある場合には使用しないでください。
- 筋肉痛緩和外用薬との併用はお避けください。